# Manual do Sistema de Telediagnóstico Manual do Solicitante

### Telediagnóstico COMPASSUS 3000 Setembro de 2023



REDE DE TELEASSISTÊNCIA DE MINAS GERAIS

### **1** Apresentação

A Rede de Telessaúde de Minas Gerais (RTMG) é uma rede de assistência e pesquisa em saúde composta por sete instituições universitárias públicas de Minas Gerais (UFMG, UFU, UFTM, UFJF, UFSJ, UFVJM e UNIMONTES), coordenada pelo Centro de Telessaúde do Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG).

Telediagnóstico, de acordo com o Ministério da Saúde, é um serviço "que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para realizar serviços de apoio ao diagnóstico através de distâncias geográfica e temporal" (Portaria nº 2.546, de 27 de outubro de 2011).

Os serviços de telediagnóstico em cardiologia da RTMG incluem laudos de eletrocardiogramas (ECG), laudos de MAPA e Holter e discussão de casos clínicos online, sendo o tele-eletrocardiograma a principal modalidade de exame de telediagnóstico realizado.

O reconhecimento precoce do acometimento cardíaco em condições crônicas, como na hipertensão, e o reconhecimento de condições que exigem o tratamento rápido, como o infarto agudo do miocárdio e as arritmias cardíacas, são aplicações úteis e eficazes da tele-eletrocardiografia. A redução dos encaminhamentos de pacientes e a possibilidade de comunicação entre os profissionais dos locais remotos com os grandes centros são também potenciais benefícios do telediagnóstico.

#### Horário de funcionamento

O serviço tem funcionamento 24 horas por dia, de segunda a domingo, sendo o horário do especialista definido antecipadamente de acordo com a demanda do serviço e disponibilidade do profissional. Todos os eletrocardiogramas são analisados no mesmo dia e os casos definidos como urgência seguem um fluxo diferenciado e são respondidos em poucos minutos, pois o tempo de laudo é muitas vezes primordial para implementar medidas para reduzir a mortalidade.



## 2 Como acessar o Sistema Telediagnóstico COMPASSUS 3000

Para utilização desse sistema, é necessário que você o tenha instalado em seu computador. Após a instalação, será criado um ícone na sua área de trabalho para acessá-lo.







3. Preencha com seu login e senha de acesso.

Clique em "Confirmar":

Telediagnostico HC-UFMG	
Usuário	
Senha	
Confirmar	
	Versão 5.2.6

Ø

Fig.3 - Login

4. Informe o nome do **Município** e **Estabelecimento** onde será realizado o exame:

Informe o município e estabelecimento onde será realizado o exame	
Município	
Estabelecimento	•
Con	ıfirmar

Fig.4 - Dados do município e estabelecimento

5. No menu do usuário, é possível visualizar a fila de exames (conforme cadastro no sistema) e selecionar o modo de recebimento do traçado:

👽 SigDiagnostico			<b>V</b> - • ×
C			PROFISSIONAL TESTE1 💄 •
USUÁRIO PROFISSIONAL TESTE1 TÉCNICO ENFERMAGEM	Novo exame - ECG	Pesquisar por paciente ou prioridade	Configuração do servidor nça Fila exame FILA MINAS GERAIS
MONTES CLAROS AGATA			Modo de recebimento do traçado TEB TEB
Exames não enviados 0		Lista de exames vazia	MICROMED MICROMED_US8
Últimos exames laudados			ALFAMED ARQUIVO
ATUALIZAÇÃO			
🗘 Atualizar sistema			

Fig.5 - Fila do exame e modo de recebimento do traçado

6. Na tela principal, selecione "Novo Exame":

😵 SigDiagnostico				
8	<b>V</b>			. TESTE 💄 •
USUÁRIO	Novo exame	Pesquisar por paciente ou prioridade	Pesquisar	Pesquisa avançada
PROFISSIONAL TESTE MÉDICO BELO HORIZONTE ESTABELECIMENTO TESTE		Lista de exames vazia		
TELEDIAGNÓSTICO				
Exames não enviados 0				
Exames enviados				
Últimos exames laudados				
ATUALIZAÇÃO				
₽ Atualizar dados				
📿 Atualizar sistema				



7. Na tela de **Identificação**, selecione + para incluir novo paciente ou clique na **Iupa**  $\bigcirc$  para pesquisar um paciente já cadastrado:

🕲 Novo Exame							
8							
Usuário	Paciente		Realização			Código	
PROFISSIONAL TESTE MÉDICO	Paciente*		/	<b>+</b> a	Prioridade	E	etiva 👻
	Data de nascimento			Sexo			
ESTABLE LIMENTO TESTE	Exame fisico						
Identificação	Peso			Altura			
Indicação	IMC			Pressão arterial (mmH	(g)	/	
Dados clínicos	Solicitante						
Traçado	Nome *	[		0	CRM		
	Estabelecimento	Nenhum profissional select	ionado	*	Data de solicitação	21/06/2018	53
	Envio						
	Enviar para central de exan	nes?	Sim •				
						Canc	elar Próximo

Fig.7 - Incluir e pesquisar paciente

8. Após selecionar + (Fig.7), para incluir um novo paciente, digite o CPF e faça a busca pelo **CAD-SUS** ou informe os dados solicitados. Alguns deles são obrigatórios: nome do paciente, data de nascimento e sexo.

Para salvar as informações, clique em "Salvar":

Adicionar/Editar Pacie	nte				C
CPF				Buscar pelo CAD-SUS	
Nome *					
Nome da mãe					
Data de nascimento *		7	Sexo *	Selecione *	
CNS			Celular		j.
Registro				6	
				Pesquisar Paciente Limpar Salvar	

Fig.8 - Adicionar paciente

9. Após selecionar a **lupa** Q (Fig.7), informe o nome do paciente e clique em Pesquisar . Clique em Selecionar para o paciente desejado ou Editar para alterar dados. Caso faça a edição dos dados, ao final, clique em "**Salvar**".

Pesquisar Paciente								8
Nome	Paciente							
CNS			CPF				G	
					Novo Paciente	Limpar	esquisar	
Nome	Nascimento				Sexo			
Pesquisar Paciente		ĸ	2					8
Nome								
CNS			CPF					
					Novo Paciente	Limpar P	esquisar	
Nome	N	lascimento		Sexo	$\mathbf{k}$			
					Editar Sel	ecionar		
		1						0
Adicionar/Editar Pacie	ente							~
CPF						Buscar pelo	CAD-SUS	
Nome *								
Nome da mãe								
Data de nascimento *		(int) 7	Sexo *		Selecione		•	
CNS			Celular					
Registro							$\mathbf{\mathbf{F}}$	
					Pesquisar Paciente	Limpar	Salvar	

10. É possível solicitar o cadastramento de novo paciente por meio do botão "**Novo Paciente**".

O botão Limpar	permite reinicia	ır a pesquisa.		
Pesquisar Paciente				8
Nome	teste		$\frown$	
CNS		CPF		
			Novo Paciente Limpar Pesquisar	
Nome	Nascimento	Sexo		
			Editar Selecionar	
		« 1 »		

Fig.9 - Pesquisar paciente

Manual do Sistema de Telediagnóstico COMPASSUS 3000 Rede de Telessaúde de Minas Gerais 11. Ainda na tela de **Identificação**, informe a prioridade do exame. É possível selecionar **Eletiva**, **Preferencial** ou **Urgente**. Caso seja selecionado **Urgente**, um novo campo "**Motivo de urgência**" deverá ser preenchido obrigatoriamente de forma sucinta.

ario .	Paciente						
PROFISSIONAL TESTE1 TÉCNICO ENFERMAGEM	Paciente*			+ Q	Prioridade		Eletiva
	Data de nascimento		Sexo				Eletiva
	Exame físico					-	Preferencial
	-						orgenie
dentificação	Peso		Altura				
ıdicação	IMC		Pressão arter	ial (mmHg)			
idicação ados clínicos	IMC Solicitante		Pressão arter	ial (mmHg)			
ndicação Nados clínicos raçado	IMC Solicitante Nome *		Pressão arteri	ial (mmHg)	Registro Profissional		
idicação ados clínicos raçado	IMC Solicitante Nome * Estabelecimento	-	Pressão arter	ial (mmHg) Q	Registro Profissional Data de solicitação	18/04/2023	1
ndicação Iados clínicos raçado	IMC Solicitante Nome* Estabelecimento Envio		Pressão arter	ial (mmHg)	Registro Profissional Data de solicitação	18/04/2023	

Fig.10 - Prioridade do exame

	Paciente	Realização					Código		
	Paciente*			+	Q	Prioridade	>	Urgente	•
	Motivo de urgência *								
	Data de nascimento		Sexo						

Fig.11 - Prioridade do exame

O critério de urgência é estabelecido pelo solicitante, porém consideramos como justificativa para laudo URGENTE as seguintes condições clínicas:

- Arritmias cardíacas;
- Dor torácica com suspeita de síndrome coronariana aguda ou dissecção de aorta;
- Crise hipertensiva;
- Insuficiência cardíaca descompensada;
- Suspeita de tromboembolismo pulmonar;
- Dispneia aguda;
- Pacientes com suspeita de falha em marca-passo artificial.

Nessa mesma tela, informe a pressão arterial do paciente, peso e altura. O sistema calculará o IMC automaticamente. Esses itens não são obrigatórios, entretanto são importantes informações a serem passadas.

Exame fisico		
Peso	Altura	
IMC	Pressão arterial (mmHg)	

Fig.12 - Exame Físico

12. As informações do solicitante são obrigatórias segundo o Ministério da Saúde. Clique na **lupa** e escolha um **Estabelecimento**. Clique em "**Pesquisar**" e selecione na lista exibida, o profissional desejado.

elecimento			Set.	Data da		
Nenhum pr	ofissional selecionado		•	solicitação	29/06/2018	2
	Fig	.13 - Pesquisar	solicitan	ite		
Pesquisar Solic	tante					
Nome						Ĵ
Estabelecimento	ESTABELECIME	NTO TESTE				-
Registro		UF n	egistro			
				Limp	ar Pesquisa	ar
Nome		Função	Doc	Ação		
PROFISSIONAL	TESTE	MÉDICO		Selec	ionar	

Fig.14 - Escolha do estabelecimento e solicitante

#### 13. Informe a data de solicitação do exame:

Solicitante					
Nome *		Q	CRM		
Estabelecimento	Nenhum profissional selecionado		Data de solicitação	21/06/2018	5

Fig.15 - Data de solicitação do exame

14. É necessário selecionar se deseja ou não enviar imediatamente o exame para a Central de Exames. Caso seja selecionada a opção de não enviar, ele poderá ser enviado posteriormente utilizando-se o botão de **"Enviar Exame"** na tela principal, no menu de **"Exames não enviados**".

Envio		
Enviar para central de exames?	Sim •	
	Sim	Cancelar Próximo
	Nao	

Fig.16 - Envio para a Central de exames

Clique em Cancelar para encerrar o exame sem gravar ou em Próximo para prosseguir com o exame.

15. Na tela de **Indicação**, clique em um ou mais motivos de realização do exame. Caso seja **Outro**, preencha o campo texto à frente com o motivo:

8					
Usuário	Motivo de realização do exame*				Clique em " <b>Cancelar</b> " para
PROFISSIONAL TESS MÉDICO TESTE ESTABELECIMENTO TESTE	Rotina Risco cirúrgico Outro	Dor torácica Sincope	Dispneia	🔲 Palpi	encerrar o exame sem gravar, no botão " <b>Anterior</b> " para voltar à
Identificação	Dor no momento do exame				página anterior ou em " <b>Próximo</b> " para
Indicação	Há dor no momento do exame?		• Não	Sim	prosseguir com o
Dados clínicos	Suspeita de infarto agudo do mior	cárdio			
Informe se há dor no momento do	Há suspeita de infarto agudo do	o miocárdio?	• Não	Sim	V
exame ou suspeita de infarto agudo do miocárdio.				Cancel	ar Anterior Próximo



16. Na próxima tela, serão informados os **Dados Clínicos**:

Usuário PROFISSIONAL TESTE MÉDICO	Medicamentos em uso *	Informe pelo men selecione a opção algum medicamento <b>Outro</b> e de	Informe pelo menos um dos <b>Medicamentos em Uso</b> ou selecione a opção <b>Nenhum</b> . Caso o paciente faça uso de algum medicamento que não esteja entre as opções, selecione <b>Outro</b> e descreva no campo texto à frente.		
TESTE ESTABELECIMENTO TESTE	Amiodarona	Hipoglicemiante oral	Betabloqueador		
Identificação	Outro	Diureticos	- Nenhum		
Indicação Dados clínicos Traçado	Comorbidades, fatores de risco e histo HAS Diabetes mellitus Dislipidemia Obesidade	oria progressa *	Informe as <b>Comorbidades</b> , <b>Fatores de</b> <b>Risco</b> e <b>História Pregressa</b> , selecionando pelo menos uma das opções ou a opção <b>Nenhum</b> .		
	Doença de Chagas	História familiar de doenç	a coronariana		
Informe o Uso de Marca-passo (Sim ou Não).	Marca-passo Uso de marca-passo * Observações	Sim	Não		
	Caso exista o car	a alguma observação impo diologista, descreva no ca	ortante que possa auxiliar mpo <b>Observações</b> .		

Fig.18 - Dados clínicos

Verifique se o equipamento de eletrocardiograma está devidamente conectado ao computador.

Clique em Cancelar , Anterior ou Receber Traçado

17. Após preenchimento de todos os dados do exame, ao clicar "Receber Traçado", será exibida a mensagem "Aguardando a gravação dos registros":

MDOX: 18	Second to	
ardando a gravaç	ção dos registros	
		" Masimo de d'espirates
7 Dados do FTP - 87: 90,90.0	6.158 Porte: 2221	
Usuarity way Saniha	r tatate.	
		Address These
	ardando a grava "Defende FFF- eft 10.10.0 Decedir: org tento	ardando a gravação dos registros "Defes de ITP - IP, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10

Fig.19 - Aguardando gravação

18. Para iniciar o exame, na tela inicial do equipamento, clique no botão "Imprimir" (cor verde). Para interromper a sua realização, o mesmo botão deverá ser selecionado. Ao final, o upload dos exames será realizado para o sistema de Telediagnóstico.



Fig.20 - Equipamento COMPASSUS 3000

19. Repita esse processo para envio das amostras seguintes (mínimo 3, máximo 4). Ao final, clique em "Finalizar".

Receiver Exame		- ¤ ×
Paciente: profissional lest	Idade: 20 Sexo: M	
	Aguardando a gravação dos registros	
1	20230404-152813-2 xm/	
2	20230404-152848-2 xmi	×
3.	20230404-152933-2 xmi	×
	* Dados do FTP - IP; 10.10.10.204 Porta; 21 Deuairio: ecg Senha; 123456	* Maximo de 4 registros
		Arbener Faultzar

Fig.21 - Processo de gravação

20. A tela de início do Telediagnóstico será exibida com o exame na lista de enviados.

